


BRAUN

Nasal aspirator 1
브라운
코 흡인기 1



Quick-start
guide
간단
사용설명서



1 Insert batteries.
배터리를 삽입합니다.



2 Select tip & press in place.
팁을 선택하여 끼워 넣습니다.





! Do not overfill
reservoir.
용기를 과도하게
채우지 마십시오.





Cleaning instructions:
Twist to lock/unlock reservoir.

세척 방법:
용기를 잡고 돌려줌으로써 탈착합니다.



For additional information visit:
www.braunnasalaspirator.com

더 자세한 내용은 www.braunnasalaspirator.com
에서 확인하실 수 있습니다.

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble
Company or its affiliates.

© 2020 All rights reserved. Made in China.

BNA100

09DEC19

P/N: A002264R0